



**EVE**  
ERNST VETTER

## Polierer für die Zahnmedizin

Ausgabe 03/2012

■ made  
■ in  
■ Germany

# Universalpolierer



## EVE UNIVERSAL

Polierer in Silikonbindung für schnelles und effizientes Arbeiten auf vielen Materialien wie Keramiken, goldhaltigen Legierungen und Kunststoffen. Invasiv angewandt wirken die Polierer sanft und anschmiegsam, erzeugen wenig Reibungswärme und schonen dadurch den Zahnschmelz. Seit über 50 Jahren mit großem Erfolg verwendete EVE-Polierer im Labor- und Zahnarztbereich.

**UNIVERSAL**

### Abtragen

**EVE UNIVERSAL, weiß**  
Universalpolierer für die Bearbeitung von Keramiken, Edelmetallen, Kunststoffen, Zement und Amalgam.

Körnung: grob  
Packung: 10, 100 Stück  
empf.: 7.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>  
max.: 20.000 min<sup>-1</sup>

Artikel-Bez.:	R22	R17	R12
Artikel-Nr.:	1000	1004	1006
Maße (mm):	22 x 3	17 x 2,5	12 x 2

Artikel-Bez.:	L22	L18	L15
Artikel-Nr.:	1001	1007	1008
Maße (mm):	22 x 4	18 x 3,5	15 x 2,5

Artikel-Bez.:	K11	K12	K15
Artikel-Nr.:	1011	1012	1015
Maße (mm):	11 x 6	12 x 7	15 x 9

### Glätten

**EVE UNIVERSAL, schwarz**  
Universalpolierer für die Bearbeitung von Edelmetalllegierungen.

Körnung: mittel  
Packung: 10, 100 Stück  
empf.: 7.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>  
max.: 20.000 min<sup>-1</sup>

Artikel-Bez.:	R22m	R17m
Artikel-Nr.:	1100	1104
Maße (mm):	22 x 3	17 x 2,5

Artikel-Bez.:	L22m	L18m
Artikel-Nr.:	1101	1107
Maße (mm):	22 x 4	18 x 3,5

Artikel-Bez.:	S6m	C7m
Artikel-Nr.:	1116	1117
Maße (mm):	6 x 24	7 x 20

### ... für Keramik

**und andere in der Zahnmedizin verwendete Werkstoffe**

**EVE UNIVERSAL - montierte Silikonpolierer**  
Universelle Silikonpolierer zum Abtragen und Formen von Keramiken, Edelmetallen, Kunststoffen, Zement und Amalgam.

Körnung: mittel  
Packung: 10, 100 Stück  
empf.: 7.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>  
max.: 20.000 min<sup>-1</sup>

Artikel-Bez.:	W11	W1	W2	W2B	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Artikel-Nr.:	1081	1071	1072	1092	1074	1075	1076	1077	1078	1079
Maße (mm):	3 x 7,5	5,5 x 15	4,5 x 12	5 x 10	5 x 16	9 x 8,5	8 x 7	7 x 10	11 x 2	11 x 2,5

### EVE UNIVERSAL PLUS - montierte Silikonpolierer

Universelle Silikonpolierer zum Abtragen und Formen von Keramiken, Edelmetallen, Kunststoffen, Zement und Amalgam.

Der EVE Universal Plus besitzt besondere Stärken bei der Bearbeitung von Kompositen und überlegene Haltbarkeit.

Körnung: mittel  
Packung: 10, 100 Stück  
empf.: 7.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>  
max.: 20.000 min<sup>-1</sup>

Artikel-Bez.:	WP11	WP1	WP2	WP2B	WP4	WP5	WP6	WP7	WP8	WP9
Artikel-Nr.:	5081	5071	5072	5092	5074	5075	5076	5077	5078	5079
Maße (mm):	3 x 7,5	5,5 x 15	4,5 x 12	5 x 10	5 x 16	9 x 8,5	8 x 7	7 x 10	11 x 2	11 x 2,5

# Diamantpolierer für Keramiken

## Set RA 305 9-teilig

W16Dg, W17Dg, W18Dg,  
W16Dmf, W17Dmf, W18Dmf,  
W16D, W17D, W18D  
Artikel-Bez.: RA 305  
Artikel-Nr.: 9077



## EVE DIAPOL®

**Dreistufiges Diamantpoliersystem zum Abtragen, Glätten und Hochglanzpolieren von Keramiken und Metallen.** Durch die sehr kurzen Bearbeitungszeiten und die herausragende Qualität der Politur ohne Paste sind die EVE Diapol Polierer sowohl als Korrekturwerkzeuge von Glanzbrandfehlern sowie zur nachträglichen Anpassung hoch geschätzt. Der Qualitätszuwachs gegenüber einer herkömmlichen Politur ist herausragend.

### Abtragen und Formen

**EVE DIAPOL®, Diamantpolierer für die Bearbeitung von Keramiken und Metallen.**

Körnung: grob  
Packung: 1, 10 Stück  
empf.: 7.000 - 12.000 min<sup>-1</sup>  
max.: 20.000 min<sup>-1</sup>



Artikel-Bez.:	W11Dg	W21Dg	W16Dg	W17Dg	W18Dg	W8Dg	FG Schaft
Artikel-Nr.:	7081	7092	7086	7087	7088	7078	7091
Maße (mm):	3 x 7,5	3 x 7	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	11 x 2	3 x 6,5

### Glätten

**EVE DIAPOL®, Diamantpolierer für die Bearbeitung von Keramiken und Metallen.**

Körnung: mittel  
Packung: 1, 10 Stück  
empf.: 7.000 - 12.000 min<sup>-1</sup>  
max.: 20.000 min<sup>-1</sup>



Artikel-Bez.:	W11Dmf	W21Dmf	W16Dmf	W17Dmf	W18Dmf	W8Dmf	FG1Dmf
Artikel-Nr.:	7181	7192	7186	7187	7188	7178	7191
Maße (mm):	3 x 7,5	3 x 7	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	11 x 2	3 x 6,5

### Hochglanzpolitur

**EVE DIAPOL®, Diamantpolierer für die Bearbeitung von Keramiken und Metallen.**

Ohne Polierpaste verwendbar.  
Körnung: fein  
Packung: 1, 10 Stück  
empf.: 7.000 - 12.000 min<sup>-1</sup>  
max.: 20.000 min<sup>-1</sup>



Artikel-Bez.:	W11D	W21D	W16D	W17D	W18D	W8D	FG1D
Artikel-Nr.:	7281	7292	7286	7287	7288	7278	7291
Maße (mm):	3 x 7,5	3 x 7	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	11 x 2	3 x 6,5

# Silikonpolierer für Keramiken

## EVE ECOCERAM

**Dreistufiges Silikonpoliersystem zum Abtragen, Glätten und Polieren von Keramiken.**

### Abtragen und Konturieren

**EVE ECOCERAM VK  
Silikonpolierer für die Bearbeitung von Keramiken.**

Körnung: grob  
Packung: 10, 100 Stück  
empf.: 7.000 - 15.000 min<sup>-1</sup>  
max.: 25.000 min<sup>-1</sup>



Artikel-Bez.:	W2BVK	W7VK	W9VK
Artikel-Nr.:	1592	1577	1579
Maße (mm):	5 x 10	7 x 10	11 x 2,5

### Glätten

**EVE ECOCERAM NK  
Silikonpolierer für die Bearbeitung von Keramiken.**

Körnung: mittel  
Packung: 10, 100 Stück  
empf.: 7.000 - 15.000 min<sup>-1</sup>  
max.: 25.000 min<sup>-1</sup>



Artikel-Bez.:	W2BNK	W7NK	W9NK
Artikel-Nr.:	1692	1677	1679
Maße (mm):	5 x 10	7 x 10	11 x 2,5

### Politur

**EVE ECOCERAM SK  
Silikonpolierer für die Bearbeitung von Keramiken.**

Körnung: fein  
Packung: 10, 100 Stück  
empf.: 7.000 - 15.000 min<sup>-1</sup>  
max.: 25.000 min<sup>-1</sup>



Artikel-Bez.:	W2BSK	W7SK	W9SK
Artikel-Nr.:	1792	1777	1779
Maße (mm):	5 x 10	7 x 10	11 x 2,5





# Diamantschleifkörper Diamantpolierer für Oxidkeramiken

Zirkonoxid, Silikatkeramiken und Metalle.



## Set RA 322 8-teilig

DYP-W13g, DYP-W9g,  
W16DCmf, W17DCmf, W18DCmf,  
W16DC, W17DC, W18DC  
Artikel-Bez.: RA 322  
Artikel-Nr.: 9078



**Zweistufiges Diamantpoliersystem für die Bearbeitung von Zirkonoxid.**  
Die Polierer eignen sich besonders zum Anpassen und Korrigieren von Chairside-Restaurationen wie Inlays, Onlays, Veneers und Kronen. Die Instrumente haben eine lange Standzeit. In Verbindung mit der hohen Abtragsleistung erlauben sie eine wirtschaftliche und schnelle Bearbeitung und verleihen Hochglanz in Sekundenschnelle, ohne Polierpaste. Zur groben Bearbeitung empfehlen wir EVE Diasynt Plus Schleifkörper.

## EVE DIASYNT PLUS

## EVE DIACERA

### Verschleifen

**Diamantschleifkörper in synthetischer Bindung für die Bearbeitung von Metallen und Keramiken.**

- Offenporige Struktur minimiert Wärmeentwicklung
- Weicher angenehmer Schliff
- Extrem hohe Abtragsleistung
- Hohe Kantenstabilität
- Kein Wärmestau in der Versorgung
- Synthetische Bindung
- Niedriger Drehzahlbereich minimiert Wärmeentwicklung

Packung: 1, 10 Stück  
empf.: 8.000 - 12.000 min<sup>-1</sup>  
max.: 25.000 min<sup>-1</sup>



Artikel-Bez.:	DYP-W9g	DYP-W13g	DYP-W9m	DYP-W13m
Artikel-Nr.:	8079	8083	8179	8183
Maße (mm):	11,5 x 3	4 x 10	11,5 x 3	4 x 10

**Diamantpolierer für die Bearbeitung von Zirkonoxid.**

- Herausragende Poliererergebnisse durch optimierte Diamantkörnung
- Minimiert Oberflächenrauheit, generiert Hochglanz
- Niedriger Drehzahlbereich, geringe Wärmeentwicklung
- Empfehlung zur Ausarbeitung: EVE Diasynt Plus, grobe Schleifkörper

Artikel-Bez.:  
Artikel-Nr.:  
Maße (mm):

Packung: 1, 10 Stück  
empf.: 7.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>  
max.: 20.000 min<sup>-1</sup>

Artikel-Bez.:  
Artikel-Nr.:  
Maße (mm):

### Glätten und Vorpulieren

Körnung: mittel


W11DCmf	W16DCmf	W17DCmf	W18DCmf	FG Schaft
7681	7686	7687	7688	7691
3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	3 x 6,5

### Hochglanzpulitur

Körnung: fein

W11DC	W16DC	W17DC	W18DC	FG Schaft
7781	7786	7787	7788	7791
3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	3 x 6,5

## Polierer für Kompositmaterialien



# EVE DIACOMP® ULTRA

**Einstufiger Diamantpolierer für die Bearbeitung aller gängigen Komposite** (Nano-, Mikro-, Hybrid-Komposite, Kompomere und Ionomere).

Abtrags- und Hochglanzpoliturstufe sind druckabhängig steuerbar durch den Anwender.

- Abtrag wird durch Drehzahl und Druck gesteuert
- Herausragende Ergebnisse durch optimierte Diamantkörnung
- Schnelle Ergebnisse, minimierter Instrumentenwechsel/-bedarf

## Set RA 350 4-teilig

DCU1, DCU2, DCU3, DCU-W11  
Artikel-Bez.: RA 350  
Artikel-Nr.: 9074



Körnung: fein  
Packung: 1, 10 Stück  
empf.: 3.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>  
max.: 20.000 min<sup>-1</sup>



Artikel-Bez.:	DCU-W11	DCU1	DCU2	DCU3	DCU-FG1
Artikel-Nr.:	6081	6071	6072	6073	6091
Maße (mm):	3 x 7,5	4 x 10	10 x 2,5	6 x 7,5	3 x 6,5

# EVE FLEXI-D



95RA


**Flexible Polierscheibchen für die Bearbeitung von Kompositen, Keramiken und Metallen.**

- Einseitig beschichtet mit Aluminiumoxid
- Anschmiegsames, weiches Poliersystem

Packung: 100 Stück  
empf.: 7.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>  
max.: 20.000 min<sup>-1</sup>



Artikel-Bez.:	FD-10g	FD-10m	FD-10f	FD-10sf
Artikel-Nr.:	9121	9122	9123	9124
Maße (mm):	10 x 0,21	10 x 0,17	10 x 0,14	10 x 0,11
Körnung:	grob	mittel	fein	extra-fein



Artikel-Bez.:	FD-14g	FD-14m	FD-14f	FD-14sf
Artikel-Nr.:	9141	9142	9143	9144
Maße (mm):	14 x 0,21	14 x 0,17	14 x 0,14	14 x 0,11
Körnung:	grob	mittel	fein	extra-fein

# EVE DIACOMP® PLUS

**Zweistufiges Diamantpoliersystem für die Bearbeitung aller gängigen Komposite** (Nano-, Mikro-, Hybrid-Komposite, Kompomere und Ionomere).

- Herausragende Ergebnisse durch optimierte Diamantkörnung
- Schnelle Ergebnisse

## Glätten und Vorpulieren

Körnung: mittel  
Packung: 1, 10 Stück  
empf.: 3.000 - 8.000 min<sup>-1</sup>  
max.: 20.000 min<sup>-1</sup>



FG Schaft

## Hochglanzpolitur

Körnung: fein  
Packung: 1, 10 Stück  
empf.: 3.000 - 8.000 min<sup>-1</sup>  
max.: 20.000 min<sup>-1</sup>



FG Schaft

Artikel-Bez.:	DCP-W11m	DCP1m	DCP2m	DCP3m	DCP-W2Bm	DCP-FG1m	DCP-W11f	DCP1f	DCP2f	DCP3f	DCP-W2Bf	DCP-FG1f
Artikel-Nr.:	6181	6171	6172	6173	6192	6191	6281	6271	6272	6273	6292	6291
Maße (mm):	3 x 7,5	4 x 10	10 x 2,5	6 x 7,5	5 x 10	3 x 6,5	3 x 7,5	4 x 10	10 x 2,5	6 x 7,5	5 x 10	3 x 6,5

# EVE COMPOSOF

**Dreistufiges, weiches Silikonpoliersystem für die Bearbeitung von Kompositen.**

- Weiche, anschmiegsame Silikonbindung

Packung: 10, 100 Stück  
empf.: 5.000 - 8.000 min<sup>-1</sup>  
max.: 20.000 min<sup>-1</sup>

## Abtragen


Körnung: grob

## Glätten

Körnung: mittel

## Politur

Körnung: fein



Artikel-Bez.:	CS11g	CS2Bg	CS7g	CS9g	CS11m	CS2Bm	CS7m	CS9m	CS11f	CS2Bf	CS7f	CS9f
Artikel-Nr.:	2581	2592	2577	2579	2681	2692	2677	2679	2781	2792	2777	2779
Maße (mm):	3 x 7,5	5 x 10	7 x 10	11 x 2,5	3 x 7,5	5 x 10	7 x 10	11 x 2,5	3 x 7,5	5 x 10	7 x 10	11 x 2,5

# EVE ECOCOMP

**Zweistufiges Poliersystem für die Bearbeitung von Kompositen.**

- Haltbare, hart-elastische Flexbindung

## Glätten und Vorpulieren

Körnung: mittel  
Packung: 10, 100 Stück  
empf.: 7.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>  
max.: 20.000 min<sup>-1</sup>



## Politur

Körnung: fein  
Packung: 10, 100 Stück  
empf.: 7.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>  
max.: 20.000 min<sup>-1</sup>



Artikel-Bez.:	EC11m	EC2Km	EC3Km	EC5Wm	EC6m	EC7m	EC18m	EC11f	EC2Kf	EC3Kf	EC5Wf	EC6f	EC7f	EC18f
Artikel-Nr.:	5181	5172	5173	5175	5176	5177	5188	5281	5272	5273	5275	5276	5277	5288
Maße (mm):	3 x 7,5	3 x 6	6,5 x 9,5	9,5 x 8	10 x 0,7	5 x 10	10 x 2,5	3 x 7,5	3 x 6	6,5 x 9,5	9,5 x 8	10 x 0,7	5 x 10	10 x 2,5

# Polierer für Gold, Amalgam und Kompositen



**Set RA 209**  
**9-teilig**  
 AF2K, AF7, AF3K,  
 BV2K, BV7, BV3K,  
 GH2K, GH7, GH3K

Artikel-Bez.: RA 209  
 Artikel-Nr.: 9075



**Dreistufiges Poliersystem zum Abtragen, Glätten und Polieren von EM-Legierungen, Amalgam und Kompositen.** Dieses System ist optimal auf die Bearbeitung der weichen bis mittelharten Legierungen von Amalgamen sowie Gold abgestimmt.

## EVEFLEX

### Abtragen und Konturieren

**Polierer für die Bearbeitung von EM-Legierungen, Amalgam und Kompositen.**

Körnung: grob  
 Packung: 10, 100 Stück  
 empf.: 7.000 - 12.000 min<sup>-1</sup>  
 max.: 20.000 min<sup>-1</sup>



Artikel-Bez.:	AF11	AF2K	AF1	AF7
Artikel-Nr.:	4681	4672	4671	4677
Maße (mm):	3 x 7,5	3 x 6	4 x 12	5 x 10



Artikel-Bez.:	AF3K	AF5W	AF6	A2	A3
Artikel-Nr.:	4673	4675	4676	4692	4693
Maße (mm):	6,5 x 9,5	9 x 8	10 x 0,7	3 x 6,5	6 x 8

### Glätten

**Polierer für die Bearbeitung von EM-Legierungen, Amalgam und Kompositen.**

Körnung: mittel  
 Packung: 10, 100 Stück  
 empf.: 7.000 - 12.000 min<sup>-1</sup>  
 max.: 20.000 min<sup>-1</sup>



Artikel-Bez.:	BV11	BV2K	BV1	BV7	BV13	BV4
Artikel-Nr.:	4781	4772	4771	4777	4783	4774
Maße (mm):	3 x 7,5	3 x 6	4 x 12	5 x 10	5,5 x 16	5 x 16



Artikel-Bez.:	BV3K	BV5W	BV6	B2	B3
Artikel-Nr.:	4773	4775	4776	4792	4793
Maße (mm):	6,5 x 9,5	9 x 8	10 x 0,7	3 x 6,5	6 x 8


### Hochglanzpolitur

**Polierer für die Bearbeitung von EM-Legierungen, Amalgam und Kompositen.**

Körnung: fein  
 Packung: 10, 100 Stück  
 empf.: 7.000 - 12.000 min<sup>-1</sup>  
 max.: 20.000 min<sup>-1</sup>



Artikel-Bez.:	GH11	GH2K	GH1	GH7	GH13	GH4
Artikel-Nr.:	4881	4872	4871	4877	4883	4874
Maße (mm):	3 x 7,5	3 x 6	4 x 12	5 x 10	5,5 x 16	5 x 16



Artikel-Bez.:	GH3K	GH5W	GH6	G2	G3
Artikel-Nr.:	4873	4875	4876	4892	4893
Maße (mm):	6,5 x 9,5	9 x 8	10 x 0,7	3 x 6,5	6 x 8

## EVE TECHNIK

### Abtragen und Formen

**Dreistufiges Poliersystem für die Bearbeitung von Prothesen- und kieferorthopädischen Kunststoffen.**

- Angenehme Handhabung
- Kontrolliertes Arbeiten

Packung: 10, 25, 100 Stück  
 empf.: 5.000 - 7.000 min<sup>-1</sup>  
 max.: 15.000 min<sup>-1</sup>



Artikel-Bez.:	H332K	H334K	H336K	H338
Artikel-Nr.:	2032	2034	2036	2038
Maße (mm):	10 x 20	10 x 24	15 x 17	5,5 x 16

### Glätten



Artikel-Bez.:	H332Km	H334Km	H336Km	H338m
Artikel-Nr.:	2132	2134	2136	2138
Maße (mm):	10 x 20	10 x 24	15 x 17	5,5 x 16

### Hochglanzpolitur



Artikel-Bez.:	H332Kf	H334Kf	H336Kf	H338f
Artikel-Nr.:	2232	2234	2236	2238
Maße (mm):	10 x 20	10 x 24	15 x 17	5,5 x 16

### Set HP 115

**12-teilig**  
 H332K, H332Km, H332Kf,  
 H334K, H334Km, H334Kf,  
 H336K, H336Km, H336Kf,  
 H338, H338m, H338f  
 Artikel-Bez.: HP 115  
 Artikel-Nr.: 9044



Artikel-Bez.:	
Artikel-Nr.:	
Maße (mm):	

# Paste

## TOP-INNOVATION

# Bürstchen für Keramik, Komposit und Metall

## EVE PROPASTE



**Prophylaxepaste (ohne Fluorid) für die Reinigung und Politur.**

Beseitigung von Zahnbelägen, äußerlichen Verfärbungen und zur Politur des Zahnschmelzes. Politur nach Zahnsteinentfernung, nach der Entfernung von KFO-Geräten und Brackets sowie nach dem Bleichen.

Packung: 100 Stück\*  
\*inkl. Ringhalter

Geschmack:	Minze	Erdbeere
Artikel-Bez.:	PROPASTE MC	PROPASTE SC
Artikel-Nr.:	9721	9720
Körnig:	● grob	● grob
Artikel-Bez.:	PROPASTE MM	PROPASTE SM
Artikel-Nr.:	9731	9730
Körnig:	● mittel	● mittel
Artikel-Bez.:	PROPASTE MF	PROPASTE SF
Artikel-Nr.:	9741	9740
Körnig:	● fein	● fein

## EVE UNIBRUSH

**Nylonbürstchen für die Politur von Keramiken, Kompositen, Metallen und zur Prophylaxebehandlung mit Polierpasten.**

High-end-Poliersystem in Verbindung mit EVE DIAMANT Paste.



Härte: hart

Artikel-Bez.:	WTH	WZH	WSH	WPH
Artikel-Nr.:	9451	9452	9453	9454
Maße (mm):	6 x 5,5	4 x 6,5	4 x 6,5	2,5 x 3



Härte: mittel

Artikel-Bez.:	WTM	WZM	WSM	WPM
Artikel-Nr.:	9461	9462	9463	9464



Härte: super weich

Artikel-Bez.:	WTS	WZS	WSS	WPS
Artikel-Nr.:	9471	9472	9473	9474

Packung: 10, 100 Stück  
empf.: 5.000 - 7.000 min<sup>-1</sup>  
max.: 10.000 min<sup>-1</sup>

## EVE DIABRUSH

**Diamantkornimprägnierte Bürstchen für die Politur von Keramiken, Kompositen und Metallen.**

Ohne Polierpaste verwendbar.



Diamantimprägnierte

Härte: mittel  
Packung: 1, 10 Stück  
empf.: 5.000 - 7.000 min<sup>-1</sup>  
max.: 10.000 min<sup>-1</sup>

Artikel-Bez.:	WTD1	WZD1	WSD1
Artikel-Nr.:	9481	9482	9483
Maße (mm):	6 x 5,5	4 x 6,5	4 x 6,5

## EVEBRUSH

**Siliziumkarbidimprägnierte Bürstchen für die Politur von Kompositen und Metallen.**

Ohne Polierpaste verwendbar.



Schleifmittelimprägnierte

Härte: hart  
Packung: 1, 10 Stück  
empf.: 5.000 - 7.000 min<sup>-1</sup>  
max.: 10.000 min<sup>-1</sup>

Artikel-Bez.:	WT1	WZ1	WS1
Artikel-Nr.:	9491	9492	9493
Maße (mm):	6 x 5,5	4 x 6,5	4 x 6,5

## TOP-INNOVATION

### EVE PROPHY

Zum Reinigen und Polieren von natürlichen Zähnen.



Artikel-Bez.:	PR3-hard	PR3-medium	PR3-soft	PR3-supersoft
Artikel-Nr.:	9411	9421	9431	9441
Maße (mm):	7 x 12	7 x 12	7 x 12	7 x 12
Härte:	hart	mittel	weich	supersoft

### EVE PROPHY ONE

Packung: 10, 100 Stück  
empf.: 5.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>  
max.: 10.000 min<sup>-1</sup>



Artikel-Bez.:	PRO3-hard	PRO3-medium	PRO3-soft	PRO3-supersoft
Artikel-Nr.:	9412	9422	9432	9442
Maße (mm):	7 x 10	7 x 10	7 x 10	7 x 10
Härte:	hart	mittel	weich	supersoft

## EVE PROPHYSTRIPES



**Flexible Finier- und Polierstreifen für Komposite, Kompomere, Glasionomere, Amalgam und für die Reinigung der Approximale.**

Einseitig beschichtet mit Aluminiumoxid. Optimierte Körnungsabstufung.

Packung: 50 Stück

Körnig: grob	Körnig: mittel	
Körnig: fein	Körnig: extra fein	
Artikel-Bez.:	PS-60/40	PS-20/7
Artikel-Nr.:	9111	9112
Stärke (mm):	0,21 / 0,17	0,14 / 0,11
Maße (mm):	4 x 150	4 x 150

## EVE DIAMANT

**Hochglanzpolierpaste mit reiner Diamantkörnig für die Bürstenpolitur von Keramiken, Kompositen und Metall.**

Außergewöhnlich hoher Füllgrad eingebettet in einer weichen Paste. Zu verwenden mit EVE UNIBRUSH.



Packung: 1 Stück (1 ml), Körnung: 2-4 µm  
Artikel-Bez.: DP1  
Artikel-Nr.: 9701

## EVE PROPHYCLEAN®

**Zahnreinigungsinstrument. Instrument für vielseitige Anwendungen bei der Prophylaxebehandlung.**

- Entfernen von Zahnstein, Belägen, Verfärbungen und Initialkaries
- Entfernen von Bracketkleberesten und Zementüberschüssen
- Subgingivale Wurzelglättung
- Politur schwer zu erreichender Bereiche; auch nach Ultraschallanwendung empfehlenswert
- Mechanische Prophylaxeoption bei Überempfindlichkeit gegen Ultraschall
- Faser- und latexfrei
- Durchgehend imprägniert mit Körnung

Packung: 1, 10 Stück  
empf.: 5.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>  
max.: 20.000 min<sup>-1</sup>

Härte: hart / Körnung: grob



Artikel-Bez.:	PC-100g	PC-101g	PC-102g	PC-103g	PC-111g
Artikel-Nr.:	8700	8701	8702	8703	8711
Maße (mm):	2,35 x 9	3 x 5	2,35 x 7	2,35 x 7,5	3 x 6,5

Härte: hart / Körnung: mittel



Artikel-Bez.:	PC-100	PC-101	PC-102	PC-103	PC-111
Artikel-Nr.:	8800	8801	8802	8803	8811
Maße (mm):	2,35 x 9	3 x 5	2,35 x 7,5	2,35 x 7,5	3 x 6,5



## EVE Acrylglasständer

Ihr individuelles Polierer-Set am Arbeitsplatz oder für die ansprechende, dekorative Präsentation von EVE Produkten.

Hochwertiger Acrylglasständer mit EVE Logo-Aufdruck.



Packung: 1 Stück

Artikel-Bez.:	Acrylglasständer
Artikel-Nr.:	9020

## EVE Magnetständer

Standfester Magnetständer aus hochwertigem Kunststoff.

Durchmesser: 59 mm  
Höhe: 57 mm



Packung: 1 Stück

Artikel-Bez.:	Magnetständer weiß	Magnetständer blau
Artikel-Nr.:	9928	9929

## EVE Abrichtwerkzeuge

Zum Reinigen, Profilieren und Abrichten von EVE Polierern.

Packung: 1 Stück

Beidseitig belegt




Artikel-Bez.:	AD50	AS10
Artikel-Nr.:	9505	9501
Maße (mm):	25 x 12 x 6	20 x 33 x 4
Körnung:	Diamant	Korund

## EVE Träger

Präzisionsträger aus Edelstahl für unmontierte EVE Polierer.

Packung: 3, 10, 100 Stück



Artikel-Bez.:	95RA	98RA	76RA	77HP	78HP
Artikel-Nr.:	9595	9598	9576	9552	9553
Schraubenkopf-ø (mm):	-	-	5	5	5


## EVEFLON

Unzerbrechliche, elastische und selbstreinigende Anmischplatten und Spatel aus Teflon.

Packung: 1 Stück



	A75	A150	A300	S170
	9650	9651	9652	9655
	75 x 75 x 3	150 x 75 x 3	200 x 112 x 3	170



## EVE PLUS

Flexibler Becher zum Anmischen von Gips, Einbettmassen, Alginat und anderen Materialien.

Artikel-Bez.:	PLUS200	PLUS400	PLUS600
Artikel-Nr.:	9600	9601	9602
Packung:	1	1	1



## EVE TOP

Flexibler Silikonbecher zum Anrühren von Kunststoff.

	TOP5	TOP25	TOP75
	9610	9611	9612
	3	1	1



## EVE MIX

Klarsicht-Silikonbecher zum Anrühren von Kunststoff.

	MIX5	MIX25	MIX75
	9620	9621	9622
	3	1	1



## EVE Qualitätsmanagement

Die EVE Ernst Vetter GmbH ist nach DIN EN ISO 9001 und 13485 zertifiziert. Der hohe Qualitätsanspruch bei der Entwicklung, Produktion und Verwaltung sowie im Vertrieb wird durch das Qualitätsmanagement-System vorgegeben.

Alle Medizinprodukte entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG sowie des Medizinproduktegesetzes (MPG) und tragen ein CE-Kennzeichen. Strenge Wareneingangskontrollen der Rohstoffe, moderne Fertigungsmethoden und eine wirksame Endkontrolle stehen für die konstant hohe Qualität aller EVE Produkte.



EVE Ernst Vetter GmbH  
Rastatter Strasse 30  
D-75179 Pforzheim, Germany  
Fon +49 72 31 97 77 - 0  
Fax +49 72 31 97 77 99  
info@eve-rotary.com

EVE America, Inc.  
5880 Shirley Street  
Unit 203  
Naples, FL 34109, USA  
Fon +1 239 591 2777  
Fax +1 239 591 2007  
info@eve-america.com

ISO-Nummern zu den abgebildeten EVE-Produkten finden Sie auf unserer Homepage.